



INSTRUCTION MANUAL

4 Wheel Rollator with Locking Brakes

PLEASE READ THIS MANUAL CAREFULLY TO ENSURE SAFE USAGE AND MAINTENANCE:



Contents:

- Rollator frame
- Backrest
- 2 handles with brake cables attached to legs
- Front legs
- 6 triangle bolts

Safety Precautions

- Make sure the rollator is fully opened and the seat is down. Ensure folding bar under the seat is locked in the down position.
- Be sure both handles are at equal heights and secured with triangle bolt.
- Test rollator for stability before applying weight to the hand grip.
- Check fit and tightness of knobs, nuts and bolts on a weekly basis to ensure rollator is safe to use.
- Test loop brakes before operating the rollator. Lock bar on the rear wheels should prevent wheels from turning. If the wheels turn while brakes are locked, please take the unit back to the dealer for adjustment. When locks are released the wheels should turn freely.
- Always lock loop brakes before sitting down.
- Do not use seat when the unit is on an incline or uneven ground.
- Replace tires when damaged or extensively worn.
- This is not a transport device. Do not allow anyone to push you while you are seated on the rollator.
- **Product weight capacity: 300 LBS**

Assembly Instructions

1. Open frame and insert leg 1 in to the frame end 1 (see figure 1). Insert the push pins to the desired height and secure the legs with the triangle bolt.
2. Repeat for connecting legs 2, 3 and 4 on the frame as indicated in step 1. ****NOTE:** Do not use the last hole for the push pin. It is intended for the triangle bolt to secure the legs (see figure 2).
3. Turn rollator over so that the seat faces up. Make sure the leg hinges lock into place.
4. Insert handles into the frame at desired height lining up holes appropriately. Slide bolts through holes from the inside and screw triangle bolt until secure.
5. Slide padded backrest into frame brackets. Making sure the snaps are secured to the frame.




figure 1



figure 2

Loop Lock Brakes

1. To slow down or to stop temporarily, pull up slowly on the loop brakes with four fingers until the unit slows down or comes to a stop.
2. To temporarily lock wheels in position, press down on both loop brakes with palms until both brakes stay on the down position. That will signify that the wheels are locked.
3. To release wheel locks, pull up on both loop brakes with your palm or four fingers to the original position.
4. Always engage and disengage wheel locks on both sides at the same time.



5. To adjust brakes, use a wrench and turn adjustment bolt clockwise.



Height Adjustment

1. Remove tightening knob from handle.
2. Set handle to desired height.
3. Replace tightening knob into handle, making sure to insert knob from the outside.
4. Repeat for second handle, making sure both handles are set to the same height setting.

Leg Height Adjustment

1. Remove tightening knob from leg.
2. Depress push pin and slide leg to desired height.
3. Replace tightening knob into leg, making sure to insert knob from the outside.
4. Repeat for second, third and fourth legs, making sure all are set to the same height setting.

Limited Lifetime Warranty

Roscoe Medical is focused on providing quality products. This product is designed and built to precise standards and is carefully inspected prior to shipment. This product is warranted to be free of defects in materials and workmanship for the lifetime of the original consumer purchaser.

This warranty does not cover product failure due to owner misuse or negligence or normal wear and tear. This warranty does not extend to non-durable components such as rubber accessories which are subject to normal wear and tear and does require periodic replacement. In the event of a defect, Roscoe Medical will, at our option, replace or repair the product.

If you have any questions, please contact an authorized Roscoe Medical Provider or call Roscoe Medical at the number below.



Roscoe Medical, Inc
Middleburg Heights, OH 44130
www.roscoemedical.com
Questions? Please call: 800-376-7263
Made in China | Hecho en China



MANUAL DE INSTRUCCIONES

Caminador de 4 ruedas con frenos

LEA CUIDADOSAMENTE ESTE MANUAL PARA ASEGURAR LA SEGURIDAD DE USO Y MANTENIMIENTO:



Contenido:

- Armazón de la andadera
- Respaldo
- 2 agarraderas con cables de freno pegados a las patas
- Patas delanteras
- 6 tornillos triangulare

Medidas de seguridad

- Asegúrese de que la andadera esté completamente abierta y el asiento esté abajo. Revise que la barra plegable debajo del asiento esté hacia abajo.
- Asegúrese de que ambas agarraderas estén a la misma altura y fijas con un tornillo triangular.
- Pruebe la estabilidad de la andadera antes de apoyar todo el peso sobre la agarradera.
- Examine semanalmente las condiciones de los pomos, las tuercas y los tornillos y verifique que estén bien ajustados para asegurarse de que es seguro usar la andadera.
- Pruebe los frenos de cable antes de utilizar la andadera. La barra de seguridad de las ruedas traseras debe evitar que las ruedas giren. Si las ruedas giran mientras está puesto el seguro, por favor lleve la unidad al concesionario para que la ajusten. Cuando los seguros no estén puestos, las ruedas deben girar sin problema.
- Ponga siempre los frenos de cable antes de sentarse.
- No se siente cuando la andadera esté en una superficie inclinada o desnivelada.
- Cambie las ruedas cuando estén dañadas o desgastadas.
- La andadera no es un medio de transportación. No permita que nadie lo empuje cuando esté sentado en la andadera.
- Peso máximo: 300 LBS

Instrucciones de ensamblaje:

1. Abra el armazón y coloque la pata 1 en el extremo 1 del armazón (vea figura 1). Coloque las chinchetas a la altura deseada y fije las patas con el tornillo triangular.
2. Haga lo mismo para conectar las patas 2, 3 y 4 al armazón. ** AVISO: No ponga chinchetas en el último orificio. Está diseñado para colocar un tornillo triangular que fijará las patas (vea figura 2).
3. Gire la andadera de manera que el asiento quede mirando hacia arriba. Asegúrese de que las bisagras de las patas queden bien fijadas.
4. Coloque las agarraderas a la altura deseada, alineándolas con los orificios correspondientes. Coloque el tornillo triangular en la parte interna de la pata en el orificio correspondiente y atornille hasta que quede fijo.
5. Coloque el respaldo en los soportes del armazón. Asegúrese de que los broches queden bien fijados al armazón.




figura 1



figura 2

Frenos de cable

1. Para disminuir la velocidad o detenerse, apriete suavemente utilizando cuatro dedos los frenos de cable hasta que la andadera disminuya la velocidad o se detenga.
2. Para poner el seguro a las ruedas, baje con las palmas de las manos los frenos de cable hasta que se queden abajo. Cuando esto ocurra, las ruedas estarán aseguradas.
3. Para soltar el seguro, tire de ambos frenos con la palma de la mano o utilice cuatro dedos para volver a la posición original.
4. Siempre ponga y quite los seguros de ambos lados a la misma vez.



5. Para ajustar los frenos, utilice una llave inglesa y gire la tuerca en el sentido de las agujas del reloj.



Para ajustar la altura

1. Quite de la agarradera el pomo de tensar.
2. Lleve la agarradera hasta la altura deseada.
3. Coloque nuevamente el pomo de tensar en la agarradera asegurándose de insertarlo desde la parte exterior.
4. Repita los pasos con la segunda agarradera y asegúrese de colocar ambas agarraderas a la misma altura.

Para ajustar la altura de las patas

1. Quite de las patas el pomo de tensar.
2. Pulse las chinchetas y deslice la pata hasta lograr la altura deseada.
3. Coloque nuevamente el pomo de tensar en la pata asegurándose de insertarlo desde la parte exterior.
4. Repita los pasos con la segunda, tercera y cuarta pata y asegúrese de colocarlas a la misma altura.

Garantía de por vida limitada

El objetivo de Roscoe Medical es ofrecer productos de calidad. Este producto ha sido diseñado y fabricado siguiendo estándares específicos además, se inspecciona cuidadosamente antes de ser enviado. Garantizamos que este producto estará libre de defectos de materiales o de trabajo durante la vida útil del comprador original.

Esta garantía no cubre fallas en el producto causadas por mal uso por parte del usuario, negligencia o desgaste por el uso. Tampoco cubre elementos percederos tales como accesorios de goma los cuales son propensos a desgastarse con el uso y requieren ser reemplazados regularmente. De haber un defecto, estará a discreción de Roscoe Medical la decisión de reemplazar la unidad o arreglar el problema.

Si tiene preguntas, comuníquese con un proveedor autorizado de Roscoe Medical.