

DANSK	ELLIINKA	NORSK	POLSKI	SUOMI	SVENSKA	RУССКИЙ	PORTUGUÉS	中文
1. PLACERING A. På den fuldt strakte sele, og sorg for, at bagpanelet er centreret og lavt bagpå. B. Kryds enderne af bøjlen, så krogmaterialet griber den modsatte side/ledelede så stramt som muligt. C. Enden kan være vinkelde for at rumme forskellige anatomier.	1. ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ Α. Εφαρμόστε τον εντελώς ανοιχτό φύλακα και βεβαιωθείτε ότι το πάνω φύλακα είναι κρυψιτόποιο και κουμπιά στην πλάτη. Β. Οπέριαστε της κόρες του φύλακα που απενεύθησαν έπειτα ώπε το άγκυρο το να στερεωθεί στην απότιμη πλευρά όπου η φύλακα γένεται. C. Ενδεικνύεται να είναι να κάνεται για να προσαρμοστεί ανάλογα με τις διαφορετικές ανατομικές.	1. PLASERING A. Påfør den fuldt strakte støttet og sorg for at bakpanelen er sentreret og lav på ryggen. Kryds krogsiden af bøjlen, så krogmaterialet griber den modsatte side/ledelede så stramt som muligt. C. Enden kan være vinkelde for at rumme forskellige anatomier.	1. USTAWIENIE A. Należyci tąysiąc wstępny taki wzmistnia, ettā takapaneeli on keskellä ja matalla selassia. B. Overtiippaa de konische endene de støtten slik til grønen griper motsatt side så stramt som muligt. C. Endene kan være vinkelde for å ta heidey for ulike anatomier.	1. SUJETTELLE A. Aplicare de helt utstrækta støttet og se till at bakpanelen är centrerad och låg på ryggen. B. Overlæpp de koniske endene de støtten slik til grønen griper motsatt side så stramt som muligt. C. Endene kan være vinkelde for å ta heidey for ulike anatomier.	1. НАЛОЖЕНИЕ A. Попытайте раскрыть стяжку и убедитесь, что задняя панель центрирована и расположена на спине. B. Оверлипп конические концы стяжки, чтобы они надежно зафиксировались. C. Концы могут быть расположены под углом, в соответствии с анатомическими особенностями пациента.	1. COLOCACÃO A. Aplicar a cinta o ortopédica totalmente esticada, de forma que o painel traseiro fique centralizado e na parte inferior das costas. B. Sobreponer as duas extremidades estreitas da cinta, fazendo o velcro aderir ao lado oposto do mais apertado possível. C. As extremidades podem ser acomodadas em ângulo para melhor ajuste às diferentes anatomias.	1. 放置 A. 使用完全伸出的支架，确保背板居中并位于下背。 B. 将支架的椎形端重叠，使毛面扣在另一边。 C. 调整端点的角度来适应不同的体型。	
2. STRAM & JUSTER A. Seet henville ind i trækfligene. Forlæng leppene ud og væk fra bøjlen. Den venstre stram styler kompressionen på den nedre del af bøjlen, mens den høje stram styler kompressionen på den øvre delen af bøjlen. Trækfligene skal ikke trækkes ens, men skal strække sig til patientens præference. B. Når den ønskede kompression er opnået, skal du placere krogssiden af trækfligene ned med et par knoppen.	2. ΣΤΡΑΜ & ΠΡΟΓΡΑΦΜΑΣΤΕ Α. Επειδή τον θέλετε στην αρχή αντιγράφησαν στα δαχτυλίδια FormFit®. Προετοίμαστε τα δαχτυλίδια στην αρχή από την οριζόντια γραμμή της δαχτυλίδια. Προετοίμαστε την άνω μέρους του φύλακα. Το αριστερό κορδόν προβιβάστε ελέγχεται την οριζόντια γραμμή του πάνω μέρους. Τα δάχτυλα δεν χρειάζεται να προβιβάστονται. Τα δάχτυλα στην πάτη του φύλακα. Τα δάχτυλα δεν χρειάζεται να προβιβάστονται. Τα δάχτυλα στην πάτη του φύλακα.	2. STRAMM TIL OG JUSTER Α. Στρέψτε την αρχή αντιγράφησαν στα δαχτυλίδια FormFit®. Προετοίμαστε τα δαχτυλίδια στην αρχή από την οριζόντια γραμμή της δαχτυλίδια. Προετοίμαστε την άνω μέρους του φύλακα. Το αριστερό κορδόν προβιβάστε ελέγχεται την οριζόντια γραμμή του πάνω μέρους. Τα δάχτυλα δεν χρειάζεται να προβιβάστονται. Τα δάχτυλα στην πάτη του φύλακα. Τα δάχτυλα δεν χρειάζεται να προβιβάστονται. Τα δάχτυλα στην πάτη του φύλακα.	2. STÅRIM TIL OG JUSTER A. Skriv ut tommer inn i FormFit®-drættene. Strek ut leppene og bort fra bøjlen. Den venstre stram styler kompressionen på den nedre delen af bøjlen, mens den høye stram styler kompressionen på den øvre delen av bøjlen. Trækfligene skal ikke trækkes ens, men skal strekke seg til patientens preferanse. B. Når den ønskede kompression er oppnået, skal du plassere krogssiden av trækfligene ned med et par knoppen.	2. ΚΙΡΙΣΤΑ & ΣΑΪΔΑ Α. Επειδή τον θέλετε στην αρχή αντιγράφησαν στα δαχτυλίδια FormFit®. Προετοίμαστε τα δαχτυλίδια στην αρχή από την οριζόντια γραμμή της δαχτυλίδια. Προετοίμαστε την άνω μέρους του φύλακα. Το αριστερό κορδόν προβιβάστε ελέγχεται την οριζόντια γραμμή του πάνω μέρους. Τα δάχτυλα δεν χρειάζεται να προβιβάστονται. Τα δάχτυλα στην πάτη του φύλακα. Τα δάχτυλα δεν χρειάζεται να προβιβάστονται. Τα δάχτυλα στην πάτη του φύλακα.	2. 紧固及调节 A. 将每只拇指扣到 FormFit® 拉舌上。将拉舌向外延伸，离开支架。左拉绳按住支架的椎形端，右拉绳控制支架上的压紧度。拉舌不必拉到相等长度，按患者的偏好延申即可。 B. 达到了需要的松紧度之后，将螺母拧在拉舌的另一端。 C. 宽端固定后，将螺母拧在拉舌的另一端。			
3. STRAM & JUSTER A. Seet henville ind i trækfligene. Forlæng leppene ud og væk fra bøjlen. Den venstre stram styler kompressionen på den nedre del af bøjlen, mens den høje stram styler kompressionen på den øvre delen af bøjlen. Trækfligene skal ikke trækkes ens, men skal strække sig til patientens præference. B. Når den ønskede kompression er opnået, skal du placere krogssiden af trækfligene ned med et par knoppen.	3. ΣΦΡΙΣΤΕ & ΠΡΟΓΡΑΦΜΑΣΤΕ Α. Επειδή τον θέλετε στην αρχή αντιγράφησαν στα δαχτυλίδια FormFit®. Προετοίμαστε τα δαχτυλίδια στην αρχή από την οριζόντια γραμμή της δαχτυλίδια. Προετοίμαστε την άνω μέρους του φύλακα. Το αριστερό κορδόν προβιβάστε ελέγχεται την οριζόντια γραμμή του πάνω μέρους. Τα δάχτυλα δεν χρειάζεται να προβιβάστονται. Τα δάχτυλα στην πάτη του φύλακα. Τα δάχτυλα δεν χρειάζεται να προβιβάστονται. Τα δάχτυλα στην πάτη του φύλακα.	3. ΣΦΡΙΣΤΕ & ΠΡΟΓΡΑΦΜΑΣΤΕ Α. Επειδή τον θέλετε στην αρχή αντιγράφησαν στα δαχτυλίδια FormFit®. Προετοίμαστε τα δαχτυλίδια στην αρχή από την οριζόντια γραμμή της δαχτυλίδια. Προετοίμαστε την άνω μέρους του φύλακα. Το αριστερό κορδόν προβιβάστε ελέγχεται την οριζόντια γραμμή του πάνω μέρους. Τα δάχτυλα δεν χρειάζεται να προβιβάστονται. Τα δάχτυλα στην πάτη του φύλακα. Τα δάχτυλα δεν χρειάζεται να προβιβάστονται. Τα δάχτυλα στην πάτη του φύλακα.	3. ΣΦΡΙΣΤΕ & ΠΡΟΓΡΑΦΜΑΣΤΕ A. Epítetek a rögzítéshez a FormFit®-dráttal. Stæk ut leppene og bort fra støtten. Den venstre stram styler kompressionen på den nedre delen af støtten, mens den høye stram styler kompressionen på den øvre delen af støtten. Trækfligene skal ikke trækkes ens, men skal strekke seg til patientens preferanse. B. Når den ønskede kompression er oppnået, skal du plassere krogssiden av trækfligene ned med et par knoppen.	3. ΣΦΡΙΣΤΕ & ΠΡΟΓΡΑΦΜΑΣΤΕ Α. Epítetek a rögzítéshez a FormFit®-dráttal. Stæk ut leppene og bort fra støtten. Den venstre stram styler kompressionen på den nedre delen af støtten, mens den høye stram styler kompressionen på den øvre delen af støtten. Trækfligene skal ikke trækkes ens, men skal strekke seg til patientens preferanse. B. Når den ønskede kompression er oppnået, skal du plassere krogssiden av trækfligene ned med et par knoppen.	3. 紧固及调节 A. 将每只拇指扣到 FormFit® 拉舌上。将拉舌向外延伸，离开支架。左拉绳按住支架的椎形端，右拉绳控制支架上的压紧度。拉舌不必拉到相等长度，按患者的偏好延申即可。 B. 达到了需要的松紧度之后，将螺母拧在拉舌的另一端。			
4. STÅT & ANTERIOR PANEL A. Seet henville ind i trækfligene. Forlæng leppene ud og væk fra bøjlen. Den venstre stram styler kompressionen på den nedre del af bøjlen, mens den høje stram styler kompressionen på den øvre del af bøjlen. Trækfligene skal ikke trækkes ens, men skal strække sig til patientens præference. B. Når den ønskede kompression er opnået, skal du placere krogssiden af trækfligene ned med et par knoppen.	5. ΔΥΚΣΑΜΙΤΟ ΕΜΠΡΟΣ ΦΥΛΑΟ Α. Επειδή τον θέλετε στην αρχή αντιγράφησαν στα δαχτυλίδια FormFit®. Προετοίμαστε τα δαχτυλίδια στην αρχή από την οριζόντια γραμμή της δαχτυλίδια. Προετοίμαστε την άνω μέρους του φύλακα. Το αριστερό κορδόν προβιβάστε ελέγχεται την οριζόντια γραμμή του πάνω μέρους. Τα δάχτυλα δεν χρειάζεται να προβιβάστονται. Τα δάχτυλα στην πάτη του φύλακα. Τα δάχτυλα δεν χρειάζεται να προβιβάστονται. Τα δάχτυλα στην πάτη του φύλακα.	5. ΔΥΚΣΑΜΙΤΟ ΕΜΠΡΟΣ ΦΥΛΑΟ Α. Επειδή τον θέλετε στην αρχή αντιγράφησαν στα δαχτυλίδια FormFit®. Προετοίμαστε τα δαχτυλίδια στην αρχή από την οριζόντια γραμμή της δαχτυλίδια. Προετοίμαστε την άνω μέρους του φύλακα. Το αριστερό κορδόν προβιβάστε ελέγχεται την οριζόντια γραμμή του πάνω μέρους. Τα δάχτυλα δεν χρειάζεται να προβιβάστονται. Τα δάχτυλα στην πάτη του φύλακα. Τα δάχτυλα δεν χρειάζεται να προβιβάστονται. Τα δάχτυλα στην πάτη του φύλακα.	5. ΔΥΚΣΑΜΙΤΟ ΕΜΠΡΟΣ ΦΥΛΑΟ A. Epítetek a rögzítéshez a FormFit®-dráttal. Stæk ut leppene og bort fra støtten. Den venstre stram styler kompressionen på den nedre delen af støtten, mens den høye stram styler kompressionen på den øvre delen af støtten. Trækfligene skal ikke trækkes ens, men skal strekke seg til patientens preferanse. B. Når den ønskede kompression er oppnået, skal du plassere krogssiden av trækfligene ned med et par knoppen.	5. ΔΥΚΣΑΜΙΤΟ ΕΜΠΡΟΣ ΦΥΛΑΟ A. Epítetek a rögzítéshez a FormFit®-dráttal. Stæk ut leppene og bort fra støtten. Den venstre stram styler kompressionen på den nedre delen af støtten, mens den høye stram styler kompressionen på den øvre delen af støtten. Trækfligene skal ikke trækkes ens, men skal strekke seg til patientens preferanse. B. Når den ønskede kompression er oppnået, skal du plassere krogssiden av trækfligene ned med et par knoppen.	5. 紧固及调节 A. 将每只拇指扣到 FormFit® 拉舌上。将拉舌向外延伸，离开支架。左拉绳按住支架的椎形端，右拉绳控制支架上的压紧度。拉舌不必拉到相等长度，按患者的偏好延申即可。 B. 达到了需要的松紧度之后，将螺母拧在拉舌的另一端。			
6. STÅT & ANTERIOR PANEL A. Seet henville ind i trækfligene. Forlæng leppene ud og væk fra bøjlen. Den venstre stram styler kompressionen på den nedre del af bøjlen, mens den høje stram styler kompressionen på den øvre del af bøjlen. Trækfligene skal ikke trækkes ens, men skal strække sig til patientens præference. B. Når den ønskede kompression er opnået, skal du placere krogssiden af trækfligene ned med et par knoppen.	7. ΔΥΚΣΑΜΙΤΟ ΕΜΠΡΟΣ ΦΥΛΑΟ Α. Επειδή τον θέλετε στην αρχή αντιγράφησαν στα δαχτυλίδια FormFit®. Προετοίμαστε τα δαχτυλίδια στην αρχή από την οριζόντια γραμμή της δαχτυλίδια. Προετοίμαστε την άνω μέρους του φύλακα. Το αριστερό κορδόν προβιβάστε ελέγχεται την οριζόντια γραμμή του πάνω μέρους. Τα δάχτυλα δεν χρειάζεται να προβιβάστονται. Τα δάχτυλα στην πάτη του φύλακα. Τα δάχτυλα δεν χρειάζεται να προβιβάστονται. Τα δάχτυλα στην πάτη του φύλακα.	7. ΔΥΚΣΑΜΙΤΟ ΕΜΠΡΟΣ ΦΥΛΑΟ Α. Επειδή τον θέλετε στην αρχή αντιγράφησαν στα δαχτυλίδια FormFit®. Προετοίμαστε τα δαχτυλίδια στην αρχή από την οριζόντια γραμμή της δαχτυλίδια. Προετοίμαστε την άνω μέρους του φύλακα. Το αριστερό κορδόν προβιβάστε ελέγχεται την οριζόντια γραμμή του πάνω μέρους. Τα δάχτυλα δεν χρειάζεται να προβιβάστονται. Τα δάχτυλα στην πάτη του φύλακα. Τα δάχτυλα δεν χρειάζεται να προβιβάστονται. Τα δάχτυλα στην πάτη του φύλακα.	7. ΔΥΚΣΑΜΙΤΟ ΕΜΠΡΟΣ ΦΥΛΑΟ A. Epítetek a rögzítéshez a FormFit®-dráttal. Stæk ut leppene og bort fra støtten. Den venstre stram styler kompressionen på den nedre delen af støtten, mens den høye stram styler kompressionen på den øvre delen af støtten. Trækfligene skal ikke trækkes ens, men skal strekke seg til patientens preferanse. B. Når den ønskede kompression er oppnået, skal du plassere krogssiden av trækfligene ned med et par knoppen.	7. ΔΥΚΣΑΜΙΤΟ ΕΜΠΡΟΣ ΦΥΛΑΟ A. Epítetek a rögzítéshez a FormFit®-dráttal. Stæk ut leppene og bort fra støtten. Den venstre stram styler kompressionen på den nedre delen af støtten, mens den høye stram styler kompressionen på den øvre delen af støtten. Trækfligene skal ikke trækkes ens, men skal strekke seg til patientens preferanse. B. Når den ønskede kompression er oppnået, skal du plassere krogssiden av trækfligene ned med et par knoppen.	7. 紧固及调节 A. 将每只拇指扣到 FormFit® 拉舌上。将拉舌向外延伸，离开支架。左拉绳按住支架的椎形端，右拉绳控制支架上的压紧度。拉舌不必拉到相等长度，按患者的偏好延申即可。 B. 达到了需要的松紧度之后，将螺母拧在拉舌的另一端。			
8. RIGID & JUSTER A. Seet henville ind i trækfligene. Forlæng leppene ud og væk fra bøjlen. Den venstre stram styler kompressionen på den nedre del af bøjlen, mens den høje stram styler kompressionen på den øvre del af bøjlen. Trækfligene skal ikke trækkes ens, men skal strække sig til patientens præference. B. Når den ønskede kompression er opnået, skal du placere krogssiden af trækfligene ned med et par knoppen.	9. ΔΥΚΣΑΜΙΤΟ ΕΜΠΡΟΣ ΦΥΛΑΟ Α. Επειδή τον θέλετε στην αρχή αντιγράφησαν στα δαχτυλίδια FormFit®. Προετοίμαστε τα δαχτυλίδια στην αρχή από την οριζόντια γραμμή της δαχτυλίδια. Προετοίμαστε την άνω μέρους του φύλακα. Το αριστερό κορδόν προβιβάστε ελέγχεται την οριζόντια γραμμή του πάνω μέρους. Τα δάχτυλα δεν χρειάζεται να προβιβάστονται. Τα δάχτ							