


## Setting Up and Using a Lancing Device


- 1 Unscrew the cap.



- 2 Insert a **new** lancet into the lancing device.



- 3 Twist off the cap on the lancet and save it for later use. Replace the lancing device cap.




- 4 Set the lancing level.

Level 5: deepest penetration  
Level 1: least penetration



- 5 Cock the lancing device.



- 6 Press the release button to puncture the skin.



- 7 Unscrew the lancing device cap then replace the lancet cap onto the lancet.



- 8 Slide the eject button to eject the lancet. Discard the lancet according to local safety regulations.



**\*Do not reuse lancets.**

### WARNING:

- Never share a lancet or lancing device.
- Always use a new, sterile lancet.
- Lancets are for single use only.

# PRODIGY AutoCode®

Blood Glucose Monitoring System



## Quick Reference Guide


Thank you for choosing the Prodigy AutoCode® blood glucose monitoring system. This quick reference offers easy instructions on how to use your Prodigy AutoCode® meter effectively.

## Blood Glucose Testing

Wash your hands and the intended sample site before and after using the system or obtaining blood samples. Use only fresh capillary blood samples for testing. Always use a new sterile lancet and keep the lancing device clean.


## Applying Blood Correctly

With the test strip inserted, bring the meter close to your finger or other test site and place beside the blood drop. The blood will automatically be drawn into the absorbent channel once the test strip is close enough to the blood drop. Do NOT smear blood onto the test strip or place the blood on top of the test strip.



## Confirmation Window

If the absorbent channel is not full, add more blood. You will hear a confirmation beep once the channel is full.



## Performing a Blood Glucose Test

### 1 Insert Test Strip

Insert test strip, the meter powers on automatically.

No Coding required.



*"Your Prodigy® meter is on... Please apply blood into the test strip."*



### 2 Apply the Blood Sample

" $\text{d}$ " appears, apply blood.

The meter **beeps**.



*"Testing."*

The meter counts down from 6 to 1.



### 3 Hear and See Results

Hear and see accurate results.



*"Blood glucose 103 milligrams per deciliter."*



## Recalling Test Results

Your meter stores 450 of the most recent blood glucose test results with date and time in its memory. With the meter powered off, press and hold the "M" button to turn the meter on, then press the "M" button again to enter memory mode. The 7-day average will appear. If you continue to press the "M" button, the 14 and 28-day averages will appear. After the averages, you can then review the last 450 individual test results stored in the memory.




## Preparación y uso de un dispositivo de punción


- 1** Desenrosque la tapa.



- 2** Inserte una lanceta **nueva** en el dispositivo de punción.



- 3** Gire la tapa de la lanceta para quitársela y guárdela para usarla más adelante. Vuelva a colocarle la tapa al dispositivo de punción.



- 4** Establezca el nivel de punción.

Nivel 5: penetración más profunda  
Nivel 1: la menor penetración



- 5** Prepare el dispositivo de punción para punzar.



- 6** Presione el botón de liberación para punzar la piel.



- 7** Desenrosque la tapa del dispositivo de punción y luego vuelva a colocarle la tapa a la lanceta.



- 8** Deslice el botón de expulsión para expulsar la lanceta. Deseche la lanceta de acuerdo con las normas locales de seguridad.



**\*No vuelva a usar las lancetas.**

### ADVERTENCIA:

- Nunca comparta una lanceta ni un dispositivo de punción.
- Use siempre una lanceta estéril nueva.
- Las lancetas son para un solo uso.

**PRODIGY**  
**AutoCode**<sup>®</sup>  
Sistema para monitoreo de glucosa



Habla en  
4 idiomas

Guía de referencia rápida


Gracias por elegir el sistema de control de glucosa sanguínea Prodigy AutoCode®. En esta referencia rápida se ofrecen instrucciones sencillas sobre cómo usar el medidor Prodigy AutoCode® con eficacia.

## Medición de glucosa sanguínea

Lávese las manos y el lugar de donde tomará una muestra antes y después de usar el sistema o de tomar muestras de sangre. Use solo muestras de sangre capilar fresca para la medición. Use siempre una lanceta estéril nueva y mantenga el dispositivo de punción limpio.

## Aplicación correcta de sangre

Con la tira de prueba insertada, acérquese el medidor al dedo o a otro sitio de medición y colóquelo contra la gota de sangre. La sangre ingresará automáticamente al canal absorbente cuando la tira de prueba esté lo suficientemente cerca de la gota de sangre. NO corra la sangre en la tira de prueba ni coloque la sangre sobre la tira de prueba.



## Ventana de confirmación

Si el canal absorbente no está lleno, agregue más sangre. Escuchará un sonido de confirmación una vez que el canal esté lleno.



## Realización de una medición de la glucosa sanguínea

### 1 Insertar la tira de prueba

Inserte la tira de prueba y el medidor se encenderá automáticamente.

No se requiere codificación.



**"Su medidor Prodigy® está encendido... Por favor aplique la sangre a la tira de prueba".**

Habla en 4 idiomas



### 2 Aplicar la muestra de sangre

“” aparece; aplique sangre.

El medidor **emite un sonido**.



**"Efectuando la prueba".**

El medidor cuenta de 6 a 1.



### 3 Escuchar y ver los resultados

Escuche y vea los resultados.



**"Glucosa sanguínea 103 miligramos por decilitro".**



## Recuperación de resultados de mediciones

El medidor almacena los resultados de las 450 mediciones de glucosa sanguínea más recientes con la fecha y la hora en su memoria. Con el medidor apagado, mantenga presionado el botón "M" para encenderlo; luego, vuelva a presionarlo para ingresar al modo de memoria. Aparecerá el promedio de 7 días. Si continúa presionando el botón "M", aparecerán los promedios de 14 y 28 días. Después de los promedios, puede revisar los resultados de las últimas 450 mediciones individuales guardadas en la memoria.

